

## Chambres d'induction

Transparente pour une parfaite visualisation,  
compatible avec nos stations d'anesthésie



### Code/Référence

Reference: V100

### Description

La chambre d'induction est le meilleur choix pour l'induction rapide de l'anesthésie, par inhalation de gaz anesthésiques, avant la chirurgie animale. Cette opération prend seulement 2 à 5 minutes.

C'est également très utile lorsque vous ne pouvez pas utiliser les masques avec des animaux vigiles.

Le plexiglas transparent vous permet d'observer en temps réel l'état des animaux.

Le gaz anesthésique est introduit dans la chambre et évacué vers le filtre à cartouche (un filtre inclus)

### Caractéristiques

Matériaux: Plexiglass

Animal: 4 tailles différentes : souris, rat, lapin ou chat et large animal

Couleurs: Transparent

Diamètre: 6 mm DI entrée - 22 mm DI sortie  
Épaisseur: 1.2 cm (couvercle supérieur) - 0.5 cm (autres)

**Modèles disponibles**

Animal: Rat (V101), Souris (V100), Lapin (V102)

