

# Dispositifs de Contention Économiques avec Fond Plat



Systemes de contention semi-cylindriques en plastique disponible en différentes tailles

## Code/Référence

Reference: FB-

## Description

Chaque unité dispose d'une fente ouverte sur le fond (pour les injections intra-péritonéales), d'un trou sur le dessus (pour le cou) et d'une pièce de queue fendue (pour les injections intraveineuses). Les fentes frontales assurent une bonne ventilation.

## Caractéristiques

## Modèles disponibles

Animal: Souris de 15 à 30g (3.81 cm D. x 10.16 cm) (FB-S), Rats de 30 à 125g (5.08 cm D. x 12.70 cm) (FB-M), Rats de 125 à 250g (6.35 cm D. x 15.24 cm) (FB-M/L), Rats de 250 à 500g (8.57 cm D. x 21.59 cm) (FB-L)