

Masque d'anesthésie conique

Permet un accès aux yeux, oreilles et haut de la tête



Code/Référence

Reference: 68683

Description

Ces masques de forme coniques sont conçus en acrylique transparent. Leur diaphragme permet un ajustement optimal autour du museau des animaux. Ils ont également une tubulure d'entrée à l'intérieur qui permet aux gaz rejetés lors de l'expiration des animaux d'être absorbés par un filtre à gaz. Ceci élimine le risque de fuites de gaz anesthésique dans la pièce.

Caractéristiques

Matériaux: Acrylique transparent

Modèles disponibles

Version: Masque conique avec tubing pour souris néonatale (moins de 15g) (68680), Masque conique avec tubing pour souris ou rat néonatal (15-40g) (68681), Masque conique avec tubing pour rat (200-350g) (68682), Masque conique pour souris néonatale (moins de 15g) (68683), Masque conique pour souris ou rat néonatal (15-40g) (68684), Masque conique pour rat (200-350g) (68685)

O LAB