

# Chambre chauffante / à induction - température unique



Chaleur continue pour une récupération complète

## Code/Référence

Reference: WC-

## Description

Ces chambres chauffantes sont idéales en pré ou post-opératoire pour fournir une chaleur continue aux animaux anesthésiés avant ou après la chirurgie

## Caractéristiques

### Modèles disponibles

Taille: Small - 18 x 28 x 12.5 cm (WC-S0), Large - 25.5 x 48.5 x 20.5 cm (WC-L0), Small - 18 x 28 x 12.5 cm (WC-S4), Large - 25.5 x 48.5 x 20.5 cm (WC-L4), Small - 18 x 28 x 12.5 cm (WC-S8), Large - 25.5 x 48.5 x 20.5 cm (WC-L8), Small - 18 x 28 x 12.5 cm (WC-S9), Large - 25.5 x 48.5 x 20.5 cm (WC-L9)

Température: 30°C (WC-S0), 30°C (WC-L0), 34°C (WC-S4), 34°C (WC-L4), 38°C (WC-S8), 38°C (WC-L8), Température variable (WC-S9), Température variable (WC-L9)

# O LAB