

Kit de masques d'anesthésie pour rongeurs



Coupe anatomique parfaite

Code/Référence

Reference: XENO

Description

Grâce à la conception anatomique de ce masque, vous avez un **accès direct de la tête à la queue de l'animal**. Le masque facial réduit l'exposition des techniciens au gaz en séquestrant les déchets, **minimisant les espaces morts et les fuites**. L'installation et le changement de masques sont simples et les adaptateurs pivotants vous permettent d'effectuer rapidement des réglages et même de modifier le masque pour des utilisations stéréotaxiques.

Caractéristiques

Modèles disponibles

Description: Kit masque de souris - S,M (XENO-MI-KIT), Kit masque de rat - L,XL (XENO-LR-KIT), Kit masque Taille S (XENO-S), Kit masque Taille M (XENO-M), Kit masque Taille L (XENO-L), Kit masque Taille XL (XENO-XL), Kit complet masque pour rongeurs - S,M,L,XL (XENO-CO-KIT)