

Masques anesthésiques actifs pour cadres stéréotaxiques

S'adaptent à la plupart des cadres stéréotaxiques



Code/Référence

Reference: BLAB-ST-8665

Description

Ces masques anesthésiques sont spécifiquement conçus pour s'adapter à la plupart des cadres stéréotaxiques. Ils se fixent sur l'adaptateur, à l'intérieur du "U". Les dents de l'animal sont placées sur la barre incisive.

Ce type de masque est dit "actif" ; il peut ainsi être utilisé avec notre système d'aspiration des gaz anesthésiques. Il présente des entrées et sorties séparées (non colinéaires) des deux côtés.

Caractéristiques

Modèles disponibles

Animal: Souris ou rats nouveau-nés (moins de 30 g) (BLAB-ST-8663), Souris ou rats nouveau-nés (30-70g) (BLAB-ST-8665), Rats (moins de 300g) (68666), Rats (plus de 300g) (68667)

O LAB