

## Illuminateur de queue pour rat



Illumine efficacement la queue du rat facilitant les injections et les prélèvements sanguins.

### Code/Référence

Reference: IRC-562

### Description

Illumine efficacement la queue du rat par une lumière vive pour permettre une injection ou un prélèvement sanguin facile et rapide, en visant au mieux la veine et en limitant les risques d'hémorragie.

Des pieds à ventouses permettent un bon maintien de la plateforme.

Cône en plastique transparent: 14,5 cm x 12,5 cm, ouverture de 10cm

Poids de l'animal entre 15g et 600g

Fonctionne avec des piles rechargeables

Le chargeur de piles est fourni avec une prise US et un adaptateur européen.

### Caractéristiques

**Modèles disponibles**

