

Tondeuse sans fil pour gros animaux BIO-LA9600VET



Tondeuse sans fil, maniable, légère, puissante avec 2 batteries rechargeables sur USB- Recommandée pour les gros animaux (chat, chien...)

Code/Référence

Reference: BIO-LA9600VET

Description

Tondeuse rechargeable silencieuse et puissante, présentant des lames à dents fines pour une coupe rase.

Fournie avec 2 batteries au lithium pour une autonomie totale de 4h (2x2h), rechargeables sur secteur ou USB.

2 têtes de coupe en acier inoxydable fourni :

33 dents

19 dents

Réglage de longueur de coupe grâce à la mollette intégrée de 1 à 3mm par cran de 0,5mm

4 sabots : 3,6,9,12mm

Avec voyant de charge pour une meilleure visualisation de l'autonomie (vert chargée , rouge

déchargée)

Afin de faciliter la tonte des très petits animaux et des endroits étroits, nous disposons d'une tête de coupe de précision en option **référence TC9600P**.

Pour une utilisation spécifique rongeur, nous vous conseillons la tondeuse BIO-1584

Caractéristiques

Largeur: 38 mm

Poids: 200g

Longueur de coupe: 0.25mm sans sabot

Modèles disponibles

LAB