

## Poinçon d'oreille avec contenant



Poinçon d'oreille biseauté, pour identification et/ou un prélèvement d'échantillon.

### Code/Référence

Reference: EP-AT-7000

### Description

Ce poinçon d'oreille permet l'identification et/ou le prélèvement d'échantillon.

Ce poinçon biseauté permet de couper plutôt que de perforer la peau et minimise ainsi l'inconfort de l'animal.

Effort réduit pour poinçonner dû au ressort du puncher.

### Reduit les troubles musculo squelettiques

L'échantillon de biopsie tombe directement dans le tube de 1,5 ml attaché au poinçon

**Autoclavable** mais doit être lubrifié après usage pour prolonger la durée de vie du poinçon

En acier inoxydable

Vendu sans tube, à commander en option par lot de 100, réf **EP-30120086**

### **Caractéristiques**

Diamètre: poinçon : 2mm ou 2.75mm

### **Modèles disponibles**

Poinçon d'oreille avec contenant: 2 mm poinçon (EP-AT-7000), 2,75 mm poinçon (EP-AT-7075)

