

Tailveiner pour rat



Les prélèvements et injections veineuses à la queue sont désormais plus faciles !

Code/Référence

Reference: RTV

Description

Très facile à utiliser, le Tailveiner est la première boîte de contention pour rats conçue pour les injections et les prélèvements à la queue.

La base est fixée par 3 ventouses à la paillasse, ce qui permet une bonne stabilité.

- RTV-170 : poids jusqu'à 120g diamètre intérieur : 4,45cm
- RTV-180 : poids jusqu'à 350g diamètre intérieur : 6,98cm
- RTV-190 : poids jusqu'à 500g diamètre intérieur : 8,25cm

Livré avec un stopper conique pour limiter les mouvements de l'animal.

En plastique, non autoclavable, lavage à l'eau chaude savonneuse.

Le tube rouge transparent est disponible pour toutes les références.

Caractéristiques

Poids: jusqu'à 120g

Poids: jusqu'à 350g

Poids: jusqu'à 500g

Modèles disponibles

Couleur: Rouge (RTV-R-170), Rouge (RTV-R-180), Rouge (RTV-R-190), Transparent (RTV-170), Transparent (RTV-180), Transparent (RTV-190)

Taille tailveiner Rat: 4,45 cm jusqu' à 120g (RTV-R-170), 6,98 cm jusqu' à 350g (RTV-R-180), 8,25 cm jusqu' à 500g (RTV-R-190), 4,45 cm jusqu' à 120g (RTV-170), 6,98 cm jusqu' à 350g (RTV-180), 8,25 cm jusqu' à 500g (RTV-190)

