

# Adaptateur anesthésie

pour cadre stéréotaxique



## Code/Référence

Reference: 68078

## Description

Cet adaptateur maintient de manière stable la tête de l'animal grâce à un masque et à une barre à incisive. La connexion entre la tête et la plaque permet un réglage vertical adapté à la taille de l'animal.

La sortie du masque peut être connectée à l'appareil d'évacuation des gaz pour évacuer les gaz résiduels dans le respect de la sécurité des opérateurs et de l'environnement.

3 différentes versions existent :

- un masque pour souris ajustable en hauteur et de manière rotative à 70° à la verticale et à l'horizontale
- un masque pour rat ajustable uniquement en hauteur
- un masque pour rat ajustable en hauteur et de manière rotative à 70° à la verticale et à l'horizontale

## Caractéristiques

### Modèles disponibles

Animal: Souris (68057), Rat - ajustement vertical (68078), Rat - ajustement selon différents angles (68053)

