

Pompe à air

Fournit un flux d'air régulier à destination d'un système d'anesthésie pour rongeurs

Code/Référence

Reference: R510-29



Description

Cette pompe à air permet de comprimer l'air ambiant, générant une pression d'air. L'air obtenu pourra ensuite être utilisé par le système d'anesthésie.

Caractéristiques

Poids: 2,7 kg
Dimensions: 24x22x20 cm
Alimentation: 220-240VAC
Débit: 20L / min
Pression de travail: 30Kpa
Fréquence: 50 Hz

Modèles disponibles