

# Pompe à air

Fournit un flux d'air régulier à destination d'un système d'anesthésie pour rongeurs



## Code/Référence

Reference: R510-29

## Description

Cette pompe à air permet de comprimer l'air ambiant, générant une pression d'air. L'air obtenu pourra ensuite être utilisé par le système d'anesthésie.

## Caractéristiques

Poids: 2,7 kg  
Dimensions: 24x22x20 cm  
Alimentation: 220-240VAC  
Débit: 20L / min  
Pression de travail: 30Kpa  
Fréquence: 50 Hz

## Modèles disponibles