

## Contenant pour poinçon d'oreille



Contenant en plastique de 1,5ml pour prélèvement d'échantillon du poinçon EP-AT-7000

Vendu par lot de 100 pièces

### Code/Référence

Reference: EP-30120086

### Description

Réceptacle avec capuchon en plastique pour prélèvement d'échantillon pour poinçon d'oreille EP-AT-7000 et EP-AT-7075

L'échantillon de biopsie tombe directement dans le tube de 1,5 ml attaché au poinçon.

Le couvercle permet d'éviter les ouvertures fortuites pendant le stockage et l'incubation.

Vendu par lot de 100 pièces

### Caractéristiques

### Modèles disponibles