

Boîte d'induction transparente



Boîte à gaz anesthésiant pour une utilisation avec les rongeurs

Code/Référence

Reference: AB-

Description

Les boîtes d'anesthésie en plastique transparent d'une épaisseur de 6.35 mm permettent une observation constante pendant l'anesthésie. Permet d'éviter les overdoses accidentelles.

Caractéristiques

Modèles disponibles

AB-: S (25.4 cm L x 10.16 cm l x 10.16 cm h) (AB-1), L (25.4 cm L x 20.3 cm l x 20.3 cm H) (AB-2)