

Appareil d'évacuation de gaz



Elimination active des gaz anesthésiques résiduels

Code/Référence

Reference: R546Pro

Description

Lors d'une utilisation jusqu'à 5 masques, les gaz anesthésiques sont aspirés à travers une cartouche de charbon actif afin que l'air nettoyé puisse être renvoyé dans la pièce.

Ce dispositif permet d'éviter l'utilisation d'une hotte aspirante tout en travaillant en toute sécurité.

Caractéristiques

Bruit: ?50dB

Dimensions: 215mm (l) x 215mm (D) x 170mm (H)

Autres caractéristiques: 3 niveaux d'alarme de surpoids: 990, 1010 et 1500 g

Affichage: Poids du filtre et vitesse d'aspiration

Conformité aux normes: Certification CE

Débit: Peut être ajusté en fonction des masques

Modèles disponibles

O LAB