

# Appareil d'évacuation de gaz



Elimination active des gaz anesthésiques résiduels

## Code/Référence

Reference: R546Pro

## Description

Lors d'une utilisation jusqu'à 5 masques, les gaz anesthésiques sont aspirés à travers une cartouche de charbon actif afin que l'air nettoyé puisse être renvoyé dans la pièce.

Ce dispositif permet d'éviter l'utilisation d'une hotte aspirante tout en travaillant en toute sécurité.

## Caractéristiques

Bruit: ?50dB

Dimensions: 215mm (l) x 215mm (D) x 170mm (H)

Autres caractéristiques: 3 niveaux d'alarme de surpoids: 990, 1010 et 1500 g

Affichage: Poids du filtre et vitesse d'aspiration

Conformité aux normes: Certification CE

Débit: Peut être ajusté en fonction des masques

## Modèles disponibles

# O LAB