


Tapis chauffant pour ThermoStar

Tapis chauffant pour système de monitoring homéothermique ThermoStar



Code/Référence

Reference: 69023

Description

Tapis chauffant fonctionnant avec le système ThermoStar, existe en 3 tailles :

- S : 7*10cm
- M : 9*17cm
- L : 12*20,5cm

Le tapis délivre une température entre 20° à 45°C avec une résolution de 0,1°C.

Matière : en gel de silice pour faciliter le nettoyage et la désinfection.

Caractéristiques

Modèles disponibles

Taille: S : 7cm x 10cm (69025), M : 9cm x 17cm (69024), L : 12cm x 20,5cm (69023)

