

Marqueur de pelage à pointe large



Marqueur de pelage à **pointe large** pour identification simple et rapide des rongeurs

Code/Référence

Reference: BIO-504-

Description

Le marqueur à **pointe large** permet l'identification rapide et simple de rats et de souris.

Tenue optimale sur le pelage, l'utilisation sur la queue ou la peau n'est pas garantie

Ces pigments sont non toxiques et dépourvus de toute matière dangereuse

Possibilité de marquer environ 300 animaux (selon la taille de l'animal et/ou la surface appliquée)

Existe sous différentes couleurs : vert, bleu, rouge, noir, jaune, orange

Dimension de la pointe : 14.7 x 6.6mm

Caractéristiques

Modèles disponibles

Couleur: Bleu (BIO-504-401), Vert (BIO-504-411), Rouge (BIO-504-421), Orange (BIO-504-441), Jaune (BIO-504-431), Noir (BIO-504-501)

Conditionnement: à l'unité (BIO-504-401), à l'unité (BIO-504-411), à l'unité (BIO-504-421), à l'unité (BIO-504-441), à l'unité (BIO-504-431), à l'unité (BIO-504-501)

