


Table de Chirurgie pour rongeur

Une plateforme innovante pour les procédures chirurgicales et dissections sur rongeur



Code/Référence

Reference: GPS1

Description

Plateforme de chirurgie Grace GSP1
Pieds anti-dérapants pour une meilleure stabilité

La table est fabriquée en polyéthylène Haute-densité (HDPE) d'épaisseur 2,5cm , avec une excellente résistance aux agents chimiques, facile à nettoyer, et une surface de travail robuste.

Dimensions: 30cm (L) x 20cm (l)

Caractéristiques

Modèles disponibles

O LAB