

## Station d'anesthésie mobile



Solution compacte et mobile pour vos besoins en anesthésie

### Code/Référence

Reference: R530

### Description

Système d'anesthésie complet, monté sur stand avec poignée, composé d'un vaporisateur, d'un débitmètre, de connectiques d'entrée et de sortie et d'un kit d'accessoires pour tubes.

Ce système d'anesthésie est monté sur un portique roulant pourvu de 4 étagères destinées aux accessoires supplémentaires vendus séparément : boîte d'induction, pompe à air, système d'aspiration ou de pesée des cartouches à gaz anesthésique...

Vous pouvez utiliser ce système polyvalent sur des **rats**, **souris**, hamsters, cochons d'inde, lapins, chats et autres animaux d'un poids inférieur à 7kg.

Il s'adapte à vos besoins, vous permettant de choisir votre alimentation en air (air ou oxygène) ainsi que votre anesthésique (Isoflurane ou Sevoflurane).

### Caractéristiques

Poids: Moins de 7 kg

Dimensions: 1335 mm H - 611 mm D

Gamme de température: 10-35°C

Animal: Convient aux rats, souris, hamsters, cochons d'inde, lapins, chats et autres animaux d'un poids inférieur à 7kg

Débit: 0.1-4L/min (débitmètre d'oxygène)

### **Modèles disponibles**

Anesthésique: Isoflurane (R530IE), Sévoflurane (R530SE)

