


# Adaptateur pour anesthésie sur souris néonatales



Pour cadre stéréotaxique - souris de moins d'1 semaine

## Code/Référence

Reference: 68072

## Description

Cet adaptateur est spécialement conçu pour les souris néonatales de moins d'une semaine. Il présente une surface de travail étendue (150x100 mm) et offre plus d'espace aux chercheurs. Il peut être facilement placé sur nos instruments stéréotaxiques.

Les tubings d'entrée et de sortie ainsi qu'un filtre sont inclus. Cet adaptateur utilise un tube souple pour fixer la tête de l'animal afin d'éviter tout dommage.

## Caractéristiques

## Modèles disponibles