

Forceps à pansements Cvd



Pour séparer les fascias cutanés, les muscles, les vaisseaux sanguins, les nerfs et les tissus lors de la dissection.

Pince à pansement-Cvd, largeur de la pointe 1.2mm, longueur des dents 16mm, longueur 13cm

prince striée

Code/Référence

Reference: F12011-13

Description

La pince est utilisée pour séparer le fascia de la peau, les muscles, les vaisseaux sanguins, les nerfs et les tissus de serrage lors de la dissection des animaux.

Pince à pansement-Cvd, largeur de la pointe 1.2mm, longueur des dents 16mm, longueur 13cm
prince striée

Caractéristiques

Modèles disponibles