

Sang artificiel pour simulateur d'oreille de lapin



Sang artificiel pour simulateur d'oreille de lapin permet l'apprentissage à l'IV chez l'animalier débutant

Code/Référence

Reference: BIO-RABBITBLOOD

Description

Mélanger la poudre de sang artificiel (5gr) avec 1 litre d'eau, mettre le mélange dans une poche IV (réf BIO-RABBIT-IVBAG), et commencer à utiliser votre produit pour votre simulateur d'oreille de lapin (ref BIO-RABBIT-EAR)

Caractéristiques

Modèles disponibles