


Sondes flexibles et implantables - Série IT



Code/Référence

Reference: IT-

Description

Caractéristiques

Modèles disponibles

Sondes: Diamètre 0.63mm, Constante 0.1 sec, Longueur câble 91.44cm (IT-18), Diamètre 0.41mm, Constante 0.08 sec, Longueur câble 30.48cm (IT-21), Pour des mesures ultra-rapides et une utilisation sur des micro-échantillons (IT-23), Diamètre 0.63mm, Constante 0.1 sec, Longueur câble 91.44cm - cordon de capteur exposé (IT-1E)