

# Illuminateur de veine pour gros animaux



une solution simple pour illuminer la queue des gros animaux avant et pendant l'accès aux veines.

## Code/Référence

Reference: VLED

## Description

Une solution simple pour illuminer la queue des gros animaux avant et pendant l'accès aux veines.

Rechargeable et portable, est équipé de 28 diodes électroluminescentes (LED), 22 oranges et 6 rouges

Le kit comprend un chargeur, des adaptateurs et 50 couvertures jetables.

## Caractéristiques

## Modèles disponibles