

Mannequin d'entrainement rat



Modèle idéal pour acquérir les compétences nécessaires pour manipuler un rat de manière éthique et réaliser d'autres pratiques de routine, sans la nécessité d'utiliser un animal vivant

Code/Référence

Reference: BIO-NATSUME-RAT

Description

Ce mannequin d'entrainement peut remplacer l'animal lors de l'enseignement médical, pharmaceutique et vétérinaire, ainsi que dans l'enseignement des techniques d'expérimentation.

Avec le concept des 3R ce modèle permettra **d'acquérir les compétences nécessaires pour manipuler un rat de manière éthique.**

Il permet d'éviter le stress à la fois chez l'animal et chez l'expérimentateur.

L'anatomie du rat contient précisément : le pharynx, le larynx, la trachée , l'oesophage, les bronches et l'estomac.

L'abdomen est transparent permettant une visibilité des techniques.

Il permettra : la contention, l'administration orale, l'intubation endotrachéale, l'injection et le prélèvement à la queue

C'est un rat mâle de 19 cm, la queue 18cm,il pèse environ 200g

Ce modèle de rat est conçu en silicon.

Caractéristiques

Modèles disponibles

