

# Tête de coupe chirurgicale 19 dents pour tondeuse LA9600VET



Permet des tontes plus rases sur les gros animaux (chien, chat...) pour tondeuse LA9600VET

## Code/Référence

Reference: BIO-TC9600

## Description

Tête de coupe chirurgicale pour tondeuse LA9600VET.

Tête de 19 dents en acier inoxydable.

Facilement détachable.

Non affutable

Pour une utilisation spécifique rongeur, nous vous conseillons la tondeuse BIO-1584

## Caractéristiques

Longueur de coupe: 1mm sans sabot

Largeur de peigne: 38 mm

## Modèles disponibles

