

# Chambres d'induction rouge pour rat et souris

Chambre d'induction rouge pour diminuer le stress de vos animaux, compatible avec nos stations d'anesthésie



## Code/Référence

Reference: V105

## Description

La chambre d'induction pour souris et rats est le meilleur choix pour l'induction rapide de l'anesthésie, par inhalation de gaz anesthésiques, avant la chirurgie animale. Cette opération prend seulement 2 à 5 minutes.

C'est également très utile lorsque vous ne pouvez pas utiliser les masques avec des animaux vigiles.

Le gaz anesthésique est introduit dans la chambre et évacué vers le filtre à cartouche (un filtre inclus)

Dimension 31cm\*15cm\*19cm

## Caractéristiques

Matériaux: Plexiglass

Diamètre: 6 mm DI entrée - 22 mm DI sortie

Épaisseur: 1.2 cm (couvercle supérieur) - 0.5 cm (autres)

## Modèles disponibles

