


Mannequin oreille de lapin



Modèle idéal pour acquérir les compétences nécessaires pour manipuler un rat de manière éthique et réaliser d'autres pratiques de routine, sans la nécessité d'utiliser un animal vivant

Code/Référence

Reference: VTQ-RABBIT-EAR

Description

BIOSEB suit et offre depuis de nombreuses années des alternatives à l'utilisation d'animaux vivants pour la formation aux procédures chirurgicales ou dans le cadre d'un travail académique et appliqué.

Notre modèle d'entraînement auriculaire de lapin est une aide à la formation spécialement conçue pour fournir les compétences requises pour une manipulation humaine et éthique et des compétences procédurales, sans qu'il soit nécessaire d'utiliser un animal vivant.

L'oreille souple et flexible du lapin est dotée d'un tube veineux intégré, qui permet d'apprendre les techniques d'injection sur la veine auriculaire de manière réaliste.

Cela permet d'éviter le stress à la fois pour l'animal et pour le manipulateur.

Ce modèle est idéal pour les établissements vétérinaires et biomédicaux.

Ce modèle de lapin est conçu avec un matériau qui ne contient pas de latex mais confère la **sensibilité spécifique d'un animal vivant**.

Caractéristiques

Modèles disponibles

