

# Queue de remplacement pour modèle kit d'entraînement souris



Queue de souris d'entraîment pour VTQ-MTAIL-KIT

## Code/Référence

Reference: VTQ-MTAIL-

## Description

Notre modèle de queue de souris plus vrai que nature permet une formation réaliste aux techniques de ponction des veines de la queue de souris. Il allie un réalisme exceptionnel à une durabilité remarquable, établissant ainsi de nouvelles normes en matière d'outils de formation.

Les fines veines de la queue situées des deux côtés permettent de s'entraîner aux injections intraveineuses et au prélèvement de sang. La reproduction détaillée de la structure de la queue fournit un excellent retour tactile, offrant une véritable alternative à la formation sur animaux vivants. Fabriqué à partir de matériaux innovants, ce modèle est très durable et idéal pour une utilisation répétée.

Par rapport à la version non pigmentée, les veines du modèle de queue de souris pigmentée sont moins visibles, ce qui rend l'entraînement plus difficile.

Le support robuste en acier inoxydable assure la portabilité, avec des ventouses intégrées pour une stabilité optimale sur les surfaces lisses. La queue de souris peut être facilement remplacée par un simple ajustement à chaque fois que cela est nécessaire.

Queue détachable (environ 120 mm)

### **Caractéristiques**

### **Modèles disponibles**

Couleur: colorée (VTQ-MTAIL-PIGMT), transparente (VTQ-MTAIL-TRANS)

