

support de coussin pour simulateur (taille S)



Code/Référence

Reference: VTQ-SUT-MOUNT

Description

Notre porte-tampon est fabriqué en acier inoxydable robuste et est donc non seulement extrêmement stable, mais également adapté à la routine clinique quotidienne.

Les ventouses situées à chaque coin permettent un montage facile sur les surfaces lisses.

Le positionnement vertical ou horizontal permet de simuler une variété de scénarios cliniques.

Les tampons de suture, d'intraveineuse, de simulateur d'oreilles sont fabriqués sur mesure pour les porte-tampons et peuvent être remplacés rapidement et facilement. Le porte-coussinet (S) est fourni avec la mousse de remplacement (S) et est prêt à l'emploi.

Caractéristiques

Modèles disponibles

