

Set de suture d'entrainement pro



Avec les instruments de suture AESCULAP® de haute qualité de B. Braun, le set de suture Pro offre l'équipement optimal pour une formation professionnelle à la suture. Les instruments AESCULAP® inclus se caractérisent par un niveau de qualité élevé et comprennent dans ce set : un manche de bistouri, une paire de pinces, un porte-aiguille avec insert en carbure et une paire de ciseaux chirurgicaux. La qualité solide et la finition soignée garantissent une utilisation à long terme, même au-delà de la formation sur le tampon de suture. Les instruments se rangent facilement dans la sacoche pratique en similicuir.

Avec son choix de plaies de différentes profondeurs, le tapis de suture permet un entraînement réaliste avec l'adaptation de la peau et la fermeture du sous-cutané à différents degrés de difficulté. La couleur de la peau, de l'hypoderme et de la musculature est différente. Les trois combinaisons différentes d'aiguilles et de fils de Braun permettent de s'entraîner de manière réaliste aux sutures cutanées, intracutanées ou sous-cutanées.

Nos tampons de suture peuvent être utilisés plusieurs fois après l'incision, ils sont résistants aux déchirures et conservent leur forme et leur texture même après une utilisation répétée. Grâce au support pratique, le tampon de suture peut être placé à la verticale ou à l'horizontale, selon les besoins.

Code/Référence

Reference: VTQ-SUT-SET-PRO

Description

SUT-1074: aiguille triangulaire "reverse cutting" 3/8 de cercle, 19mm
fil de suture 3/0 en soie noire, tressé , longueur : 45,5cm (18")

SUT-7116: aiguille à pointe effilée 1/2 cercle, 17,4mm
fil de suture 4/0, longueur: 60,9 cm (24")

SUT-9403: aiguille droite à pointe conique, 44,4mm
fil de suture 3/0, longueur: 76,2cm (30")

Caractéristiques

Dimensions: 15 x 16x cm

Modèles disponibles