

Peau de suture d'entrainement débutant

Peau de suture d'entrainement pour débutant



Code/Référence

Reference: VTQ-SUT-PAD-WND

Description

Avec sa sélection de plaies de différentes profondeurs, ce tampon de suture offre une base d'entraînement optimale pour la fermeture du sous-cutané et l'adaptation exacte de la peau.

Le cutis, le subcutis et le muscularis se distinguent par leur couleur, ce qui permet de s'entraîner aux sutures cutanées, intra-cutanées ou sous-cutanées.

Ce modèle est idéal pour les établissements vétérinaires et biomédicaux.

Nos tampons de suture sont réutilisables, résistants à la déchirure et conservent leur forme et leur texture même après une utilisation répétée.

Notre porte-tampon pratique (S) permet de monter les tampons de suture à la verticale ou à l'horizontale, selon les besoins.

Caractéristiques

Dimensions: 15 x 16x cm

Modèles disponibles

